

# Πρόληψη και θεραπεία των κρανιακών παραμορφώσεων λόγω θέσης στα βρέφη

---

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ

---

ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ

---

ΜΑΛΑΚΟ ΚΑΙ ΑΝΕΤΟ

---

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΕΚΟ-ΤΕΧ 100

---





### ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΣ ΟΤΙ...;


Οι κρανιακές παραμορφώσεις λόγω θέσης επηρεάζουν το 46.6% των μωρών..

Τέτοιου είδους παραμορφώσεις μπορεί να προκαλέσουν αισθητικά προβλήματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι, που να οδηγούν σε χαμηλό

# ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΜΙΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΩΡΟ ΣΟΥ;

## ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ

Πιστοποίηση ασφάλειας από εργαστηριακές μελέτες. Το μαξιλάρι MIMOS air-spacer είναι φτιαγμένο από 100% πολυεστέρα τριών διαστάσεων και κάνει πρόληψη για την υπερθέρμανση και την ασφυξία στα βρέφη.



### ΑΝΕΤΟ

Μειώνοντας την πίεση στο κεφάλι, το μωρό έχει καλύτερο ύπνο




### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

Οι κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι το Mimos τριπλασιάζει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας της παραμορφωτικής πλαγιοκεφαίας.

## ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΜΙΜΟΣ

Το μαξιλαράκι Mimos κατασκευάστηκε ειδικά για την πρόληψη και τη θεραπεία των κρανιακών παραμορφώσεων λόγω θέσης, που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της ζωής του μωρού. Έχει κατασκευαστεί για να κοιμάται και να ξεκουράζεται το μωρό ανάσκελα, όπως συστήνουν οι ειδικοί, αλλά και η εκστρατεία για την πρόληψη του συνδρόμου του αιφνίδιου θανάτου στα βρέφη. Το μαξιλαράκι Mimos αυξάνει την επιφάνεια επαφής του κεφαλιού του μωρού, δηλαδή δημιουργεί ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης στο κεφαλάκι του μωρού και ασκεί ταυτόχρονα 400% λιγότερη πίεση στο κεφάλι του βρέφους απ' ό,τι ένα κανονικό κρεβάτι.



**Πρόληψη:** Το μαξιλαράκι Mimos είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στην πρόληψη των κρανιακών παραμορφώσεων λόγω θέσης.

**Θεραπεία:** Σύμφωνα με κλινικές μελέτες, το μαξιλαράκι Mimos βελτιώνει αισθητά τα αποτελέσματα της θεραπείας των κρανιακών παραμορφώσεων λόγω θέσης στα βρέφη.

**Ενδείξεις:** Αν χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη της πλαγιοκεφαλίας συστήνεται στους πρώτους έξι μήνες ζωής του μωρού. Για τη θεραπεία πρέπει να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο γιατρό και να χρησιμοποιηθεί το μαξιλαράκι επιπρόσθετα με τη φυσιοθεραπεία. Κάθε περίπτωση ακολουθεί τη δική της θεραπεία και τα αποτελέσματα πιθανόν να διαφέρουν.

**Οδηγίες χρήσης:** : Ιδανικό για χρήση στα κρεβατάκια και καροτσάκια. Η θέση που πρέπει να βρίσκεται το βρέφος είναι ανάσκελα ούτως ώστε το κεφαλάκι να βρίσκεται στην κοιλότητα του μαξιλαριού. Ποτέ δεν πρέπει να βάζετε το βρέφος μπρούμυτα χρησιμοποιώντας το μαξιλαράκι.

**Προσοχή:** Το μαξιλαράκι Mimos δεν προλαμβάνει το Σύνδρομο του Αιφνίδιου Βρεφικού Θανάτου (SIDS). Έχει αποδειχθεί ότι το μαξιλαράκι Mimos είναι πολύ αποτελεσματικό στην πρόληψη και στη θεραπεία μίας κρανιακής παραμόρφωσης όταν χρησιμοποιείται ως συμπληρωματική θεραπεία. Συνεπώς, θα πρέπει να χρησιμοποιείται επιπρόσθετα στις θεραπείες που εισηγούνται οι παιδίατροι ή οι νευροχειρουργοί.

Το μαξιλαράκι Mimos σε size P μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προϊόντα όπως βρεφικά καροτσάκια, αλλά δεν ενδείκνυται για χρήση σε καθίσματα του αυτοκινήτου όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κίνηση για λόγους ασφάλειας.




## ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΡΑΝΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΘΕΣΗΣ (ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ);

-Οι παραμορφώσεις στο κεφάλι του μωρού δημιουργούνται από τη συνεχή εξωτερική πίεση πάνω στο κεφαλάκι.

-Οι περισσότερες από αυτές τις παραμορφώσεις εμφανίζονται τον πρώτο χρόνο ζωής του μωρού, ειδικότερα τους πρώτους τέσσερις μήνες.

-Η θέση της κεφαλής του μωρού είναι ένας από τους βασικότερους λόγους για την εμφάνιση αυτών των παραμορφώσεων.



Φυσιολογικό Πλαγιοκεφαλία Βραχυκεφαλία Δολιχοκεφαλία

### ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ;

Οι κρανιακές παραμορφώσεις τόσο του προσώπου όσο και του κρανίου, μπορούν να δημιουργήσουν αισθητά προβλήματα στην αισθητική και στον αυτοσεβασμό του ατόμου. Η δημιουργία επίπεδων επιφανειών σε μια περιοχή του κρανίου συχνά επηρεάζει και άλλα τμήματα του προσώπου ή της κεφαλής. Τα αυτιά ίσως να μην ευθυγραμμίζονται μεταξύ τους, μέρη του προσώπου ίσως να εξογκώνονται ή κάποια χαρακτηριστικά να μην είναι συμμετρικά

<b>SIZE XS</b>	Περίμετρος κεφαλιού <b>μικρότερη από 37cm</b> (πρόωρα βρέφη)	Πρόληψη και Θεραπεία
<b>SIZE S</b>	Περίμετρος κεφαλιού <b>μεταξύ 36 και 46cm</b>	Πρόληψη και Θεραπεία
<b>SIZE M</b>	Περίμετρος κεφαλιού <b>μεταξύ 42 και 49cm</b>	Πρόληψη και Θεραπεία
<b>SIZE L</b>	Περίμετρος κεφαλιού <b>μεγαλύτερη από 42</b> (18 μηνών/ ενήλικες)	Βελτιώνει τον ύπνο
<b>SIZE P</b>	Περίμετρος κεφαλιού <b>μεταξύ 36 και 46cm</b>	Πρόληψη και Θεραπεία για στενά προϊόντα όπως καροτσάκια και κούνιες

[www.mimospillow.com](http://www.mimospillow.com)

[abletools.com.cy](http://abletools.com.cy)



Air-flow safety



#### Πιστοποιημένο προϊόν

Κατασκευάζεται με άδεια από τον Ισπανικό Οργανισμό Φαρμάκων και Ιατρικών Συσκευών κι έχει περάσει όλους τους ελέγχους ποιότητας που απαιτούνται από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.



Think Pipe Line, SLU  
C. Cintaires, 9, bajos  
08242 Manresa - Spain  
[www.mimospillow.com](http://www.mimospillow.com)

**Able tools** Rehabilitation Equipment & Solutions

Able tools LTD,  
Επίσημος αντιπρόσωπος  
Strovolos Avenue 149K,  
Strovolos, Nicosia, 2048, Cyprus  
+357 22 250 115  
[abletools.com.cy](http://abletools.com.cy)